

Medisch pulp materiaal





# Vernacare

## Hygiene solutions

### Medisch pulp materiaal

Wij streven ernaar veilige en hygiënische oplossingen aan te bieden om de infectieketen te doorbreken bij het toiletbezoek, baden, de continenzorg en oppervlaktereiniging en -desinfectie.

### Sleutel

In deze brochure gebruiken we pictogrammen om specifieke productinformatie te illustreren.



Geeft de inhoudscapaciteit van het product aan



Het product heeft maataanduidingen



Het product is stapelbaar



Het product kan worden gebruikt met een deksel



Geeft het aantal in de doos aan



Het product moet in elkaar worden gezet en vereist onderhoud



Geeft het waterverbruik aan



Geeft de cyclustijd aan



Geeft het maximale aantal items per cyclus aan



Geeft aan dat het product een barrièrebescherming heeft



Het product is 100% plasticvrij



Dit product kan worden doorgespoeld



Dit product kan met een verbrijzelaar worden vermalen



Geeft aan dat dit product een natte doek is



Geeft aan dat dit product een droge doek is



Dit product is geschikt voor baby's ouder dan 3 maanden



  
Vernacare

# Inhoud



## Medisch pulp materiaal

### Pulpcontainers

voor éénmalig medisch gebruik

6



## Spill kit lichaamsvloeistoffen

een superabsorberend polymeer met snelle absorptie-eigenschappen

12



## Rekoplossingen

Een uitgebreid en flexibel assortiment

13

---



# Medische pulpcontainers voor éénmalig gebruik

## Toiletbezoek



### Urinaal voor mannen (rond)

Biedt patiënten gemak, waardigheid en comfort voor een zelfstandig toiletbezoek. Ergonomisch gevormd traditioneel ontwerp.

Aantal in doos: 100

**Productcode:** VER-102AA100



### Urinaal voor mannen (vierkant)

Biedt patiënten gemak, waardigheid en comfort voor een zelfstandig toiletbezoek. Vierkant ontwerp en kan indien nodig rechtop staan.

Aantal in doos: 120

**Productcode:** VER-103AA120



### VernaFem - Urinaal voor vrouwen

Een urinaal voor vrouwen om de onafhankelijkheid van de patiënt te vergroten en een praktisch alternatief te bieden voor katheterisatie.

Aantal in doos: 24

**Productcode:** VER-108AA024



### Bedpan Pro

Te gebruiken met de ondersteeksteun (VER-122AA050). Ideaal voor algemeen toiletbezoek van patiënten en kan zowel in bed als in een toiletstoel worden gebruikt.

Aantal in doos: 75

**Productcode:** VER-121AA075



### Steun voor bedpan Pro

Te gebruiken met de Bedpan Pro (VER-121AA075) bij patiënten die minder wegen dan 95 kg.

Aantal in doos: 50

**Productcode:** VER-122AA050



's Werelds grootste assortiment toonaangevende medische pulpcontainers voor éénmalig gebruik, ontworpen om herbruikbare plastic of roestvrijstalen alternatieven te vervangen, en een milieuvriendelijke en kosteneffectieve oplossing te bieden voor infectiepreventie.

## Inleggers



### Traditionele bedpan

Wordt gebruikt bij het toiletbezoek van patiënten en kan zowel in bed als in een toiletstoel worden gebruikt.

Aantal in doos: 100

**Productcode:** VER-101AA100



### Bedpan voor toiletstoel

Te gebruiken bij het toiletbezoek van patiënten in een toiletstoel. (Zie pagina 15 voor toiletstoelen)

Aantal in doos: 150

**Productcode:** VER-123AA150



### Medium ondersteek

Middelgrote inlegger voor schuifpan, gebruikt bij het algemene toiletbezoek van patiënten met beperkte mobiliteit in bed. Wigvormig ontwerp schuift onder de patiënt zonder hem of haar op te tillen of te rollen.

Aantal in doos: 100

**Productcode:** VER-109AA100



### Maxi ondersteek

Grote inlegger voor schuifpan, ideaal bij het algemene toiletbezoek van patiënten met beperkte mobiliteit in bed. Wigvormig ontwerp schuift onder de patiënt zonder hem of haar op te tillen of te rollen.

Aantal in doos: 100

**Productcode:** VER-114AA100




## Beschikbare steunen in kunststof



### Bedpan Pro steun

Te gebruiken met de Bedpan Pro (VER-121AA075) bij patiënten die meer wegen dan 95 kg


**Productcode:** VER-306ZP001



### Traditionele bedpansteun

Te gebruiken met de traditionele bedpan (VER-101AA100) voor extra stevigheid bij gebruik in bed.

**Productcode:** VER-301ZP001



### Medium ondersteeksteun

Te gebruiken met de Medium ondersteek (VER-109AA100), voor extra stevigheid bij gebruik in bed.

**Productcode:** VER-303ZP001



### Maxi ondersteeksteun

Te gebruiken met de Maxi ondersteek (VER-114AA100), voor extra stevigheid bij gebruik in bed.

**Productcode:** VER-304ZP001



### Steun voor kleine kom

Te gebruiken met de kleine kom (VER-104AA200), voor extra stevigheid bij gebruik als kinderpotje

**Productcode:** VER-302ZP001





# Algemeen gebruik

## Kommen - (meerdere maten)



Multifunctionele kom met geïntegreerde schaalverdeling voor diverse toepassingen, waaronder braakkommen, kinderpotjes en staalafname.

Beschrijving	Code	Inhoud	# in doos
Klein	VER-104AA200	1 liter	200
Medium	VER-111AA200	1,7 liter	200
Groot	VER-112AA100	3 liter	100



## Maatbeker

Maatbeker met een unieke handgreep voor betere grip en geïntegreerde schaalverdeling.

Aantal in doos: 100

**Productcode:** VER-110AA100



## Multibeker

Wordt gebruikt voor het afnemen van urine-/stoelgang-/sputumstalen, het toedienen van tabletten of als maatschep.

Aantal in doos: 200

**Productcode:** VER-116AA200



## Opvangschaal

Opvangschaal voor algemeen gebruik, ideaal voor het vasthouden van diverse medische voorwerpen, waaronder wondverbanden, doekjes of chirurgische instrumenten.

Aantal in doos: 300

**Productcode:** VER-106AA300



## Nierbekken

Opvangschaal voor algemeen gebruik, ideaal voor het vasthouden van diverse medische voorwerpen, waaronder wondverbanden, doekjes of chirurgische instrumenten.

Aantal in doos: 260

**Productcode:** VER-105AA260



## Beker voor staalafname

Ideaal voor het meten van urinestalen, het opvangen van vloeistoffen en het testen van stalen.

Aantal in doos: 100

**Productcode:** VER-113BA100



## Waskommen



### Waskom

De waskom is bestand tegen reinigingsmiddelen en kan tot 2 uur warm water en zeep vasthouden (tot 45 graden). Uniek gepatenteerd ontwerp en formule. Maximale inhoudcapaciteit van 4 liter.

Aantal in doos: 100

**Productcode:** VER-118AA160



### Maxi waskom

De waskom is bestand tegen reinigingsmiddel en kan tot 2 uur warm water en zeep vasthouden (tot 45 graden). Uniek gepatenteerd ontwerp en formule. Maximale inhoudcapaciteit van 6 liter.

Aantal in doos: 40

**Productcode:** VER-117AA040



## Deksels en afdekkingen



### Omslagzak voor bedpan

Ontworpen voor gebruik met ons pulp assortiment om morsen en verontreiniging te voorkomen.

Aantal in doos: 2500

**Productcode:** VER-192ZS001



### Deksel voor urinaal voor mannen

Ontworpen voor gebruik met onze urinalen voor mannen (VER-102AA100 & VER-103AA120). Kan ook worden gebruikt als geneesmiddelenverdelers

Aantal in doos: 192

**Productcode:** VER-125AA192



### Deksel voor bedpan

Ontworpen voor gebruik met onze bedpan (VER-101AA100) en bedpan voor toiletstoel (VER-123AA150).

Aantal in doos: 100

**Productcode:** VER-197ZS100



### Deksel voor bedpan Pro

Ontworpen voor gebruik met onze bedpan Pro (VER-121AA075).

Aantal in doos: 100

**Productcode:** VER-191ZS100





## Deksel voor Medium ondersteek

Ontworpen voor gebruik met onze Medium ondersteek (VER-109AA100).

Aantal in doos: 100

**Productcode:** VER-196ZS100



## Deksel voor Maxi ondersteek

Ontworpen voor gebruik met onze Maxi ondersteek (VER-114AA100).

Aantal in doos: 100

**Productcode:** VER-194ZS100



## Komdekseksels (meerdere maten)

Ontworpen voor gebruik met onze kommen.

Beschrijving	Code	Gebruiken met	# in doos
Klein	VER-198ZS300	VER-104AA200	300
Medium	VER-195ZS100	VER-111AA200	100
Groot	VER-189ZS200	VER-112AA100	200



## Deksel voor de Multibeker

Ontworpen voor gebruik met onze Multibeker (VER-116AA200).

Aantal in doos: 200

**Productcode:** VER-193ZS200



## Deksel voor waskom

Ontworpen voor gebruik met onze reinigingsmiddelbestendige standaard waskom (VER-118AA100).

Aantal in doos: 100

**Productcode:** VER-190ZS100



## Deksel voor Maxi waskom

Ontworpen voor gebruik met de reinigingsmiddelbestendige Maxi waskom (VER-117AA040).

Aantal in doos: 100

**Productcode:** VER-199ZS100



# Spill kit lichaamsvloeistoffen

VernaGel is een superabsorberend polymeer met snelle absorptie-eigenschappen dat lichaamsvloeistoffen en ander medisch afval binnen enkele seconden opneemt en verandert in een gemakkelijk te transporteren halfvaste gel.

- Vereenvoudigt het werk van verpleegkundigen
- Vermindert het risico op kruisbesmetting
- Helpt achtergebleven geurtjes te verminderen
- Voorkomt morsen en ongelukken

VernaGel is ideaal voor gebruik in vrijwel elke zorgsituatie waarin vloeistoffen aanwezig zijn.

VernaGel kan worden afgevoerd in:

- Ziekenhuisverbrijzelaars
- Klinisch afval
- Vuilnisbakken voor scherpe voorwerpen



## VernaGel 100 zakjes

Elk zakje van 7 g absorbeert tot 1,2 liter vloeistof. Ideaal voor gebruik in urinalen, ondersteunen en kommen.

Ook geschikt voor gebruik in stomazakjes.

**Productcode:** VER-450SC100 (referentie enkel product, verkocht per 10)



## VernaGel strooibuis

Aanbevolen wanneer op de vloer is gemorst. Ook geschikt voor gebruik in vuilnisbakken voor scherpe voorwerpen, sanitair afval en containers voor de afvoer van vloeibare geneesmiddelen.

- 475 g

**Productcode:** VER-456MA475 (referentie enkel product, verkocht per 25)



## VernaGel bulk verpakking

Ideaal wanneer er op de vloer is gemorst. Ook geschikt voor gebruik in vuilnisbakken voor scherpe voorwerpen, sanitair afval en containers voor de afvoer van vloeibare geneesmiddelen.

- 4 kg

**Productcode:** VER-456MA400 (1 enkel product)



# Houders en rekken voor pulpcontainers

Een uitgebreid en flexibel assortiment wandgemonteerde rekoplossingen voor het efficiënt opbergen van onze wegwerpbare pulpcontainers en -steunen.



## Houder voor urinaal (vierkant of rond) voor mannen

Rek voor het opbergen van een urinaal voor mannen aan het voeteinde van het bed van de patiënt. Geschikt voor gebruik met beide maten/vormen van urinalen voor mannen.

**Productcode:** VER-504ZS001



## Wandrek voor doos met urinalen (rond) voor mannen

Wandrek om artikelen niet op oppervlakken te moeten bewaren. Geschikt voor gebruik met ronde urinalen voor mannen.

**Productcode:** VER-508ZS001



## Wandrek voor doos met urinalen (vierkant) voor mannen

Wandrek om artikelen niet op oppervlakken te moeten bewaren. Geschikt voor gebruik met vierkante urinalen voor mannen.

**Productcode:** VER-509ZS001



## Wandrek voor doos met urinalen voor vrouwen VernaFem

Wandrek om artikelen niet op oppervlakken te moeten bewaren. Geschikt voor gebruik met urinalen voor vrouwen.

**Productcode:** VER-511ZS001



## Verdeelrek kleine kommen

Wandrek om artikelen niet op oppervlakken te moeten bewaren. Geschikt voor gebruik met de kleine kom of maatbeker.

**Productcode:** VER-505ZS001





### Verdeelrek medium kommen

Wandrek om artikelen niet op oppervlakken te moeten bewaren. Geschikt voor gebruik met de medium kom.

**Productcode:** VER-515ZS001



### Verdeelrek groot pulpmateriaal

Wandrek om artikelen niet op oppervlakken te moeten bewaren. Geschikt voor gebruik met alle bedpannen, ondersteken, grote kommen en de maxi waskom.

**Productcode:** VER-502ZS001



### Verdeelrek waskommen

Wandrek om artikelen niet op oppervlakken te moeten bewaren. Geschikt voor gebruik met reinigingsmiddelbestendige waskommen.

**Productcode:** VER-510ZS001



## Beschikbare rekken voor kunststof steunen

Artikel	Beschrijving	Code
Rek voor bedpansteunen	Wandrek voor het opbergen van maximaal vijf kunststof bedpansteunen.	VER-501ZS001
Houder voor bedpansteunen	Rek voor het opbergen van een indiv. kunststof bedpansteun onder het bed van de patiënt.	VER-503ZS001
Rek voor schuifondersteeksteunen	Wandrek voor het opbergen van maximaal vijf kunststof schuifondersteeksteunen.	VER-518ZS001

## Weegschaal



### Elektronische weegschaal

Snel en eenvoudig te gebruiken voor het meten van vloeistoffen, met een eenvoudig te reinigen oppervlak. Maximumgewicht: 5 kg. Afmetingen weegschaal: 165 x 190 x 16 mm.

**Productcode:** VER-599ZS001









[www.hospidex.eu](http://www.hospidex.eu)  
[info@hospidex.eu](mailto:info@hospidex.eu)

**Marketed by**

**Hospidex nv/sa**  
Grijpenlaan 23  
3300 Tienen  
Belgium  
Tel. +32 16 77 89 31

**Hospidex BV**

Lorentzstraat 101  
NL- 2665 JG Bleiswijk  
T +31 (0)85 902 00 34

**Manufactured by**



Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele typografische of picturale fouten in deze catalogus.



HS-SB-H0001-MedischPulpmateriaal-NL 202407