

Medisch pulp materiaal



Vernacare

Hygiëne solutions

Medisch pulp materiaal

Wij streven ernaar veilige en hygiënische oplossingen aan te bieden om de infectieketen te doorbreken bij het toiletbezoek.

Pictogrammen

In deze brochure gebruiken we pictogrammen om specifieke productinformatie te illustreren.



Geeft de inhoudscapaciteit van het product aan



Het product heeft maataanduidingen



Het product is stapelbaar



Het product kan worden gebruikt met een deksel



Geeft het aantal in de doos aan



Het product moet in elkaar worden gezet en vereist onderhoud



Dit product kan met een verbrijzelaar worden vermalen




Vernacare

Inhoud



Vermaalsysteem

Eco-adaptieve technologie

6



Pulpcontainers

voor éénmalig medisch gebruik

8



Spill kit lichaamsvloeistoffen

een superabsorberend polymeer met snelle absorptie-eigenschappen

14



Rekoplossingen

Een uitgebreid en flexibel assortiment

15

Vortex air +

Eco-adaptieve technologie

De Vortex Air + is het nieuwste vlaggenschip van Vernacare binnen het gevestigde Vortex-assortiment, een afvalverwerker die is ontworpen om medische pulpproducten voor eenmalig gebruik en de inhoud ervan hygienisch af te breken tot een fijne massa, die veilig wordt weggespoeld.

De kern van de Vortex Air + is de Eco-adaptieve technologie van Vernacare, een slim systeem dat de cyclus automatisch aanpast op basis van het type lading en het volume. Deze dynamische benadering vermindert onnodig water- en energieverbruik, terwijl de volledige verwijderingscapaciteit behouden blijft. Vergeleken met traditionele verpulveraars levert de Vortex Air + een jaarlijkse waterbesparing van **44% en een energiebesparing van 16,5%** op, waardoor instellingen in de gezondheidszorg hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen zonder te moeten inboeten op de infectiebeheersing



Extra functies en voordelen



Nieuwste technologie

Inclusief een ontgeurderreservoir, contactloos-technologie en SMART FLOW™ Technology



Opblaasbare dekselafdichting

Voorkomt aerosolvorming van potentieel schadelijke ziekteverwekkers



Slimme sensoren

Voor nauwkeurige en precieze diagnose voor optimale prestaties



Beeldscherm

Geeft volledige foutbeschrijving en apparaatstatus weer



Watefficiënt

Gebruikt alleen water dat nodig is om elke specifieke lading te verwerken



Meerdere taalopties

Beschikbaar voor internationale markten



Eco-Adaptive Technology™

Selecteert automatisch, zonder invoer van de gebruiker, een geschikte cyclus om het verpulveringsproces te optimaliseren



Stille werking

De stilste verpulveraar van de grootste maat op de markt met 62,0 dBA



VORTEX AIR⁺

Medische pulpcontainers voor éénmalig gebruik

Toiletbezoek



Urinaal voor mannen (rond)

Biedt patiënten gemak, waardigheid en comfort voor een zelfstandig toiletbezoek. Ergonomisch gevormd traditioneel ontwerp.

Aantal in doos: 100

Productcode: VER-102AA100



Urinaal voor mannen (vierkant)

Biedt patiënten gemak, waardigheid en comfort voor een zelfstandig toiletbezoek. Vierkant ontwerp en kan indien nodig rechtop staan.

Aantal in doos: 120

Productcode: VER-103AA120



VernaFem - Urinaal voor vrouwen

Een urinaal voor vrouwen om de onafhankelijkheid van de patiënt te vergroten en een praktisch alternatief te bieden voor katheterisatie.

Aantal in doos: 24

Productcode: VER-108AA024



Bedpan Pro

Te gebruiken met de ondersteeksteun (VER-122AA050). Ideaal voor algemeen toiletbezoek van patiënten en kan zowel in bed als in een toiletstoel worden gebruikt.

Aantal in doos: 75

Productcode: VER-121AA075



Steun voor bedpan Pro

Te gebruiken met de Bedpan Pro (VER-121AA075) bij patiënten die minder wegen dan 95 kg.

Aantal in doos: 50

Productcode: VER-122AA050



's Werelds grootste assortiment toonaangevende medische pulpcontainers voor éénmalig gebruik, ontworpen om herbruikbare plastic of roestvrijstalen alternatieven te vervangen, en een milieuvriendelijke en kosteneffectieve oplossing te bieden voor infectiepreventie.

Inleggers



Traditionele bedpan

Wordt gebruikt bij het toiletbezoek van patiënten en kan zowel in bed als in een toiletstoel worden gebruikt.

Aantal in doos: 100

Productcode: VER-101AA100



Bedpan voor toiletstoel

Te gebruiken bij het toiletbezoek van patiënten in een toiletstoel.

Aantal in doos: 150

Productcode: VER-123AA150



Medium ondersteek

Middelgrote inlegger voor schuifpan, gebruikt bij het algemene toiletbezoek van patiënten met beperkte mobiliteit in bed. Wigvormig ontwerp schuift onder de patiënt zonder hem of haar op te tillen of te rollen.

Aantal in doos: 100

Productcode: VER-109AA100



Maxi ondersteek

Grote inlegger voor schuifpan, ideaal bij het algemene toiletbezoek van patiënten met beperkte mobiliteit in bed. Wigvormig ontwerp schuift onder de patiënt zonder hem of haar op te tillen of te rollen.

Aantal in doos: 100

Productcode: VER-114AA100




Beschikbare steunen in kunststof



Bedpan Pro steun

Te gebruiken met de Bedpan Pro (VER-121AA075) bij patiënten die meer wegen dan 95 kg


Productcode: VER-306ZP001



Traditionele bedpansteun

Te gebruiken met de traditionele bedpan (VER-101AA100) voor extra stevigheid bij gebruik in bed.


Productcode: VER-301ZP001



Medium ondersteeksteun

Te gebruiken met de Medium ondersteek (VER-109AA100), voor extra stevigheid bij gebruik in bed.


Productcode: VER-303ZP001



Maxi ondersteeksteun

Te gebruiken met de Maxi ondersteek (VER-114AA100), voor extra stevigheid bij gebruik in bed.


Productcode: VER-304ZP001



Steun voor kleine kom

Te gebruiken met de kleine kom (VER-104AA200), voor extra stevigheid bij gebruik als kinderpotje

Productcode: VER-302ZP001



Algemeen gebruik



Kommen - (meerdere maten)

Multifunctionele kom met geïntegreerde schaalverdeling voor diverse toepassingen, waaronder braakkommen, kinderpotjes en staalafname.

Beschrijving	Code	Inhoud	# in doos
Klein	VER-104AA200	1 liter	200
Medium	VER-111AA200	1,7 liter	200
Groot	VER-112AA100	3 liter	100




Maatbeker

Maatbeker met een unieke handgreep voor betere grip en geïntegreerde schaalverdeling.

Aantal in doos: 100

Productcode: VER-110AA100



Multibeker

Wordt gebruikt voor het afnemen van urine-/stoelgang-/sputumstalen, het toedienen van tabletten of als maatschep.

Aantal in doos: 200

Productcode: VER-116AA200




Opvangschaal

Opvangschaal voor algemeen gebruik, ideaal voor het vasthouden van diverse medische voorwerpen, waaronder wondverbanden, doekjes of chirurgische instrumenten.

Aantal in doos: 300

Productcode: VER-106AA300



Nierbekken

Opvangschaal voor algemeen gebruik, ideaal voor het vasthouden van diverse medische voorwerpen, waaronder wondverbanden, doekjes of chirurgische instrumenten.

Aantal in doos: 260

Productcode: VER-105AA260



Beker voor staalafname

Ideaal voor het meten van urinestalen, het opvangen van vloeistoffen en het testen van stalen.

Aantal in doos: 100

Productcode: VER-113BA100



Waskommen



Waskom

De waskom is bestand tegen reinigingsmiddelen en kan tot 2 uur warm water en zeep vasthouden (tot 45 graden). Uniek gepatenteerd ontwerp en formule. Maximale inhoudcapaciteit van 4 liter.

Aantal in doos: 100
Productcode: VER-118AA160



Maxi waskom

De waskom is bestand tegen reinigingsmiddel en kan tot 2 uur warm water en zeep vasthouden (tot 45 graden). Uniek gepatenteerd ontwerp en formule. Maximale inhoudcapaciteit van 6 liter.

Aantal in doos: 40
Productcode: VER-117AA040




Deksels en afdekkingen



Omslagzak voor bedpan

Ontworpen voor gebruik met ons pulpassortiment om morsen en verontreiniging te voorkomen.


Aantal in doos: 2500
Productcode: VER-192ZS001



Deksel voor urinaal voor mannen

Ontworpen voor gebruik met onze urinalen voor mannen (VER-102AA100 & VER-103AA120). Kan ook worden gebruikt als geneesmiddelenverdeler

Aantal in doos: 192
Productcode: VER-125AA192



Deksel voor bedpan

Ontworpen voor gebruik met onze bedpan (VER-101AA100) en bedpan voor toiletstoel (VER-123AA150).


Aantal in doos: 100
Productcode: VER-197ZS100




Deksel voor bedpan Pro

Ontworpen voor gebruik met onze bedpan Pro (VER-121AA075).

Aantal in doos: 100
Productcode: VER-191ZS100





Deksel voor Medium ondersteek

Ontworpen voor gebruik met onze Medium ondersteek (VER-109AA100).

Aantal in doos: 100
Productcode: VER-196ZS100



Deksel voor Maxi ondersteek

Ontworpen voor gebruik met onze Maxi ondersteek (VER-114AA100).


Aantal in doos: 100
Productcode: VER-194ZS100



Komdeksels (meerdere maten)

Ontworpen voor gebruik met onze kommen.

Beschrijving	Code	Gebruiken met	# in doos
Klein	VER-198ZS300	VER-104AA200	300
Medium	VER-195ZS100	VER-111AA200	100
Groot	VER-189ZS200	VER-112AA100	200



Deksel voor de Multibeker

Ontworpen voor gebruik met onze Multibeker (VER-116AA200).

Aantal in doos: 200
Productcode: VER-193ZS200



Deksel voor waskom

Ontworpen voor gebruik met onze reinigingsmiddelbestendige standaard waskom (VER-118AA100).

Aantal in doos: 100
Productcode: VER-190ZS100



Deksel voor Maxi waskom

Ontworpen voor gebruik met de reinigingsmiddelbestendige Maxi waskom (VER-117AA040).

Aantal in doos: 100
Productcode: VER-199ZS100



Spill kit lichaamsvloeistoffen

VernaGel is een superabsorberend polymeer met snelle absorptie-eigenschappen dat lichaamsvloeistoffen en ander medisch afval binnen enkele seconden opneemt en verandert in een gemakkelijk te transporteren halfvaste gel.

- Vereenvoudigt het werk van verpleegkundigen
- Vermindert het risico op kruisbesmetting
- Helpt achtergebleven geurtjes te verminderen
- Voorkomt morsen en ongelukken

VernaGel is ideaal voor gebruik in vrijwel elke zorgsituatie waarin vloeistoffen aanwezig zijn.

VernaGel kan worden afgevoerd in:

- Ziekenhuisverbrijzelaars
- Klinisch afval
- Vuilnisbakken voor scherpe voorwerpen



VernaGel 100 zakjes

Elk zakje van 7 g absorbeert tot 1,2 liter vloeistof. Ideaal voor gebruik in urinalen, ondersteken en kommen. Ook geschikt voor gebruik in stomazakjes.

Productcode: VER-450SC100




VernaGel strooibuis

Aanbevolen wanneer op de vloer is gemorst. Ook geschikt voor gebruik in vuilnisbakken voor scherpe voorwerpen, sanitair afval en containers voor de afvoer van vloeibare geneesmiddelen.

- 475 g

Productcode: VER-456MA475




VernaGel bulk verpakking

Ideaal wanneer er op de vloer is gemorst. Ook geschikt voor gebruik in vuilnisbakken voor scherpe voorwerpen, sanitair afval en containers voor de afvoer van vloeibare geneesmiddelen.

- 4 kg

Productcode: VER-456MA400



Houders en rekken voor pulpcontainers

Een uitgebreid en flexibel assortiment wandgemonteerde rekoplossingen voor het efficiënt opbergen van onze wegwerpbaar pulpcontainers en -steunen.



Houder voor urinaal (vierkant of rond) voor mannen

Rek voor het opbergen van een urinaal voor mannen aan het voeteinde van het bed van de patiënt. Geschikt voor gebruik met beide maten/vormen van urinalen voor mannen.

Productcode: VER-504ZS001



Wandrek voor doos met urinalen (rond) voor mannen

Wandrek om artikelen niet op oppervlakken te moeten bewaren. Geschikt voor gebruik met ronde urinalen voor mannen.

Productcode: VER-508ZS001



Wandrek voor doos met urinalen (vierkant) voor mannen

Wandrek om artikelen niet op oppervlakken te moeten bewaren. Geschikt voor gebruik met vierkante urinalen voor mannen.

Productcode: VER-509ZS001



Wandrek voor doos met urinalen voor vrouwen VernaFem

Wandrek om artikelen niet op oppervlakken te moeten bewaren. Geschikt voor gebruik met urinalen voor vrouwen.

Productcode: VER-511ZS001



Verdeelrek kleine kommen

Wandrek om artikelen niet op oppervlakken te moeten bewaren. Geschikt voor gebruik met de kleine kom of maatbeker.

Productcode: VER-505ZS001





Verdeelrek medium kommen

Wandrek om artikelen niet op oppervlakken te moeten bewaren. Geschikt voor gebruik met de medium kom.

Productcode: VER-515ZS001



Verdeelrek groot pulpmateriaal

Wandrek om artikelen niet op oppervlakken te moeten bewaren. Geschikt voor gebruik met alle bedpannen, ondersteken, grote kommen en de maxi waskom.

Productcode: VER-502ZS001



Verdeelrek waskommen

Wandrek om artikelen niet op oppervlakken te moeten bewaren. Geschikt voor gebruik met reinigingsmiddelbestendige waskommen.

Productcode: VER-510ZS001



Beschikbare rekken voor kunststof steunen

Artikel	Beschrijving	Code
Rek voor bedpansteunen	Wandrek voor het opbergen van maximaal vijf kunststof bedpansteunen.	VER-501ZS001
Houder voor bedpansteunen	Rek voor het opbergen van een indiv. kunststof bedpansteun onder het bed van de patiënt.	VER-503ZS001
Rek voor schuifondersteeksteunen	Wandrek voor het opbergen van maximaal vijf kunststof schuifondersteeksteunen.	VER-518ZS001

Weegschaal



Elektronische weegschaal

Snel en eenvoudig te gebruiken voor het meten van vloeistoffen, met een eenvoudig te reinigen oppervlak.

Maximumgewicht: 5 kg.

Afmetingen weegschaal: 165 x 190 x 16 mm.

Productcode: VER-599ZS001





www.hospidex.eu
info@hospidex.eu


Marketed by Hospidex nv/sa

Grijpenlaan 23
B-3300 Tienen
Belgium
Tel. +32 16 77 89 31

Hospidex BV

Lorentzstraat 101
2665JG Bleiswijk
Nederland
Tel: +31 85 902 00 34

Distributed by



Manufactured by

